



Anti-HAV IgM Elisa

KAPG4AME3



Anti-HAV IgM Elisa

For qualitative in-vitro detection of IgM antibodies to hepatitis A virus
(Anti-HAV IgM) in human serum or plasma

en

KAPG4AME3

IN VITRO DIAGNOSTIC USE

DIAsource ImmunoAssays SA - Rue de l'Industrie 8, B-1400 Nivelles, Belgium
Tel: +32 67 88 99 99 - Fax : +32 67 88 99 96

1. INTENDED USE

Anti-HAV IgM ELISA is an enzyme immunoassay kit for in vitro qualitative detection of IgM antibody to hepatitis A virus (Anti-HAV IgM) in human serum or plasma (heparin, EDTA or citrate).

2. SUMMARY AND TEST EXPLANATION

The hepatitis A virus (HAV) is a single-stranded RNA-containing virus without an envelope and with a diameter of 27 nm that belongs to the family of Picornaviridae (1-2). Hepatitis A - the most common form of acute viral hepatitis - is an infection of fecal-oral transmission produced in humans after an average incubation period of 28 days (range, 15-50 days). The illness caused by HAV infection typically has an abrupt onset of symptoms that can include fever, malaise, anorexia, nausea, abdominal discomfort, dark urine, and jaundice (2). Hepatitis A antigen can be detected in the feces only briefly before or at the onset of infection becoming generally undetectable during the late acute stage (3). The antibody specific to HAV during the acute phase of hepatitis A is the IgM type (Anti-HAV IgM), which decreases then being replaced by IgG type (Anti-HAV IgG) during early and late convalescence (4). Anti-HAV IgM usually disappears 3 to 4 months after the acute phase. An acute hepatitis A virus infection can be assumed if anti-HAV IgM antibody is detected (5). Anti-HAV IgM antibody develops only very rarely after vaccination (6). Assays to detect anti-HAV IgM antibodies are useful in distinguishing hepatitis A infection from other types of infections

Anti-HAV IgM ELISA is a fast test for the qualitative detection of IgM antibody to Hepatitis A virus in serum or plasma (heparin, citrate or EDTA) specimens. This is an enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) which utilizes Anti-human IgM on microtiter wells as solid phase and HAV Ag and peroxidase-conjugated Anti-HAV in liquid phase in an "IgM capture" principle to detect Anti-HAV IgM levels in serum or plasma.

Specimens with absorbance values **greater** than the Cutoff Value are considered **REACTIVE for Anti-HAV IgM**.

Specimens with absorbance values **less or equal** than the Cutoff Value are considered **NONREACTIVE for Anti-HAV IgM**.

The test has to be repeated in duplicate for specimens with absorbance value within the retest range (Cutoff Value $\pm$ 10 %) and interpreted as above.

If the absorbance of any of the specimens retested in duplicate is still within the retest range, it is suggested to test follow-up samples of the patient.

3. TEST DESCRIPTION







Anti-HAV IgM ELISA is a solid-phase enzyme immunoassay (ELISA= enzyme-linked immunosorbent assay) -- based on the principle of "IgM capture". The solid phase of the microtiter plate is made of polystyrene wells coated with anti-human IgM, while peroxidase-conjugated Anti-HAV acts as liquid phase. When a serum or plasma specimen containing Anti-HAV IgM is added to the Anti-human IgM-coated wells and incubated, IgM antibodies present in the specimen bind to the Anti-human IgM on the wells. After addition of an HAV Ag-containing solution and a solution containing peroxidase-conjugated anti-HAV a further incubation takes place, during which (Anti-h IgM) • (Anti-HAV IgM) •(HAV Ag) • (Anti-HAV• peroxidase) complex is formed on the wells. After washing the microtiter plate to remove unbound material, a solution of TMB substrate is added to the wells and incubated. If Anti-HAV IgM is present in the specimen, after washing, the activity of peroxidase on the wells reflects the content of anti-HAV IgM in a specimen. The peroxidase-TMB reaction is stopped by addition of sulfuric acid. The optical density of developed color is read with a suitable photometer at 450 nm with a selected reference wavelength within 620 to 690 nm^{*8}

The above described test principle is also shown as follows:

- A. Specimen (containing antibodies IgM Anti-HAV):
1. Plate (Anti-h IgM) + specimen (containing IgM Anti-HAV)
→ Plate (Anti-h IgM) • IgM Anti-HAV
 2. Plate (Anti-h IgM) • IgM Anti-HAV + HAV + Anti-HAV•peroxidase
→ Plate (Anti-h IgM) • IgM Anti-HAV•HAV• (Anti-HAV•HRPO) complex
 3. Wash to remove the unbound materials.
 4. plate (Anti-h IgM) • IgM Anti-HAV• HAV(Anti-HAV•HRPO) complex
+ TMB solution → light blue to blue color.
 5. Light blue to blue color + stop solution → light yellow to yellow color, measured at 450 nm with a selected reference wavelength within 620 to 690 nm^{*8}.
- B. Specimen (without antibodies IgM Anti-HAV):
1. Plate (Anti-h IgM) + specimen (without IgM Anti-HAV) → Plate (Anti-h IgM)
 2. Plate (Anti-h IgM) + HAV + Anti-HAV• peroxidase → Plate (Anti-h IgM)
----- no complex will form
 3. Wash to remove the unbound material.
 4. Plate (Anti-h IgM) + TMB solution (colorless) → colorless
 5. colorless + stop solution → colorless, measured at 450nm with a selected reference wavelength within 620 to 690 nm^{*8}.

4. DESCRIPTION OF MATERIALS PROVIDED

- **Storage Condition:** Item 1 - 8 on the following reagent table should be refrigerated at +2 to +8°C . Washing Solution (20x) and stop solution can be stored at + 2 to +30°C.

ITEMS	Components	Description	Qt. per 96 tests
(1)	Anti-IgM Coated Plate 	Microtiter plate coated with purified antibody to human IgM.	1 plate
(2)	Anti-HAV · Peroxidase Solution 	Anti-HAV · peroxidase (horseradish) conjugate in buffer with protein stabilizers. Preservatives: 0.003% gentamycin and 0.01% thimerosal.	1bottle, 7 ml
(3)	Anti-Human-IgM Positive Control 	Serum containing diluted Anti-HAV IgM in buffer with protein stabilizers. Preservatives: 0.003% gentamycin and 0.01% thimerosal.	1 bottle, 2 ml
(4)	Specimen Diluent 	Protein stabilizer in buffer. Preservatives: 0.003% gentamycin and 0.01% thimerosal.	1 bottle 11 ml
(5)	Hepatitis A Virus Antigen Solution 	Hepatitis A virus antigen in buffer and protein stabilizer. Preservatives: 0.003% gentamycin and 0.01% thimerosal.	1 bottle, 7 ml
(6)	Anti-HAV IgM Negative Control 	Protein stabilizer in buffer. Preservatives: 0.003% gentamycin and 0.01% thimerosal.	1 bottle, 2 ml
(7)	Chromogenic TMB concentrate 	0.6 mg/ml of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) in 40% methanol.	1 bottle, 10 ml
(8)	Substrate buffer 	Citric acid buffer containing 0.03% H ₂ O ₂ .	1 bottle, 10 ml
(9)	Conc. Washing Solution (20x) 	Phosphate buffer with tween-20.	1 bottle 52 ml
(10)	Stop solution 	2N sulfuric acid	1 bottle 12 ml

● OTHER MATERIALS AND DEVICES REQUIRED, BUT NOT PROVIDED

ITEMS	Components
(1)	5 µl, 50 µl, 100µl and 1.0 ml micropipettes and tips are needed
(2)	100 ml of 0.15M Normal Saline.
(3)	Incubator or waterbath with temperature control at +37 °C.
(4)	Tubes for specimen dilution.
(5)	Plate washing equipment.
(6)	ELISA Microwell Reader: Dual wavelength 450 nm with 620-690 nm as reference wavelength ^{*8} , bandwidth 10nm.
(7)	Purified water: distilled or deionized water.
(8)	Fully automatic EIA micro-plate analyzer is optional. User should validate the automatic EIA micro-plate analyzer in combination with the kit.

4.1.

Storage Conditions and Stability of Kit and Components

Kit/Components	Storage condition	State	Stability
Anti-HAV IgM ELISA KIT	+2 to +8 °C	Original	15 months
		Once open	1 month
Anti-HAV IgM Positive Control	+2 to +8 °C	Original	15 months
		Once open	1 month
Anti-HAV IgM Negative Control	+2 to +8 °C	Original	15 months
		Once open	1 month
HAV Antigen Solution	+2 to +8 °C	Original	15 months
		Once open	1 month
Specimen Diluent	+2 to +8 °C	Original	16 months
		Once open	1 month
Anti-human IgM Plate	+2 to +8 °C	Original	15 months
		Once open	2 month
Anti-HAV·Peroxidase Conjugate Solution	+2 to +8 °C	Original	15 months
		Once open	1 month
Concentrated Washing Solution (20x)	Room temp.	Original	24 months
		Once open	1 month
20x Diluted Washing Solution	Room temp.	Diluted	2 days
	+2 to +8 °C	Diluted	1 week
Chromogenic TMB concentrate	+2 to +8 °C	Original	18 months
		Once open	1 month
Substrate buffer	+2 to +8 °C	Original	18 months
		Once open	1 month
2N Sulfuric Acid	Room temp.	Original	24 months
		Once open	1 month

5. INSTRUCTION FOR USE

5.1. Warnings

- 5.1.1. This reagent kit is for professional use only.
- 5.1.2. This reagent kit is for *in vitro* diagnostic use only.
- 5.1.3. Bring all kit reagents and samples to room temperature (+20 to +30°C) and mix gently before use.
- 5.1.4. Do not use reagent beyond its expiration date.
- 5.1.5. Do not interchange reagents between different lots.
- 5.1.6. Do not pipette in the mouth.
- 5.1.7. Do not smoke or eat in areas where specimens or reagents are handled.
- 5.1.8. The positive control, HAV Antigen solution, negative control, conjugate solution and specimens should be regarded as potential hazards to health. They shall be used and discarded according to the user's laboratory safety procedures. Such safety procedures probably shall include wearing protective gloves and avoiding aerosols generation.
- 5.1.9. Potential infectious specimens and nonacid containing spills or leakages should be wiped up thoroughly with 5% sodium hypochlorite or treated in accordance with the laboratory's practice for potential bio-hazard control.
- 5.1.10. **Prior to dispose the waste of used specimens and kit reagents as general waste, it should be treated in accordance with your treatment practice of potential bio-hazardous waste or treated as follows:**
Both liquid and solid waste should be autoclaved maintaining +121°C for at least 30 minutes. Solid waste can also be incinerated.
Non-acidic liquid waste can be treated with sodium hypochlorite diluted to a final concentration of 1%.
Acidic liquid wastes must be neutralized before treatment with sodium hypochlorite as mentioned above and should stand for 30 minutes to obtain effective disinfection.
- 5.1.11. 2N sulfuric acid is an irritant to skin, eyes, respiratory tract and mucous membranes. Avoid contact of the 2N sulfuric acid with skin and mucous membranes. In case of contact, clean with large lots of water immediately. In case of inhalation, supply fresh air and seek medical advice in case of complaints.
- 5.1.12. Chromogenic TMB concentrate contains 40% methanol which is toxic: danger of serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
Chromogenic TMB concentrate contains dimethyl sulfoxide, an irritant to skin and mucous membranes.

5.2. Specimen Collection and Preparation for Analysis

- 5.2.1. No special preparation of the patient is required prior to blood collection. Blood should be collected by approved medical techniques.
- 5.2.2. Either serum or plasma can be used with this diagnostic kit. Whole blood specimens should be separated as soon as possible in order to avoid hemolysis. Any particulates (e.g. fibrin clots, erythrocytes) contained in the specimen should be removed prior to use.
- 5.2.3. Specimens must be stored at +2 to +8°C and avoided heat-inactivation to minimize deterioration. For long-term storage, they should be frozen below -20 °C. Storage in self-defrosting freezer is not recommended.
- 5.2.4. Frozen specimens must be thoroughly thawed and mixed homogenously before test.
- 5.2.5. Avoid multiple freeze-thaw procedures
- 5.2.6.

WARNING

1. The specimen must not contain any compounds of AZIDE, which inhibits the peroxidase activity.
2. Incompletely coagulated serum samples and microbial-contaminated specimens should not be used.

- 5.3. Reagents storage**
- 5.3.1. The kit must be stored at +2 to +8°C. Do not freeze.
- 5.3.2. Strips of the plate should be used within 2 months after open the original aluminum foil bag. The unused strips should be kept in the aluminum foil bag and taped the opening tightly.
- 5.3.3. Return reagents to +2 to +8°C immediately after use.
- 5.3.4. Washing Solution (20x) Concentrate should be stored at room temperature to avoid crystallization. If the crystal has been precipitated before use, warm up the solution in a +37°C water bath till the crystal is dissolved.
- 5.4. Plate washing procedure**
- 5.4.1. Preparation of washing solution:
Dilute Washing Solution (20x) Concentrate with distilled or de-ionized water to 1:20 dilution. Do not use tap water.
- 5.4.2. Plate washing:
Plate washing:
1. Plate washing:
(a) For plate washer with overflow aspirating function: 6 cycles with at least 0.5ml washing buffer per well per cycle. or
(b) For plate washer without overflow aspirating function: 8 cycles with at least 0.35ml washing buffer per well per cycle.
2. Blot dry by inverting the plate and tapping firmly onto absorbent paper. Too much residual wash buffer will cause false results.
- 5.4.3. Blot dry by inverting the plate and tapping firmly onto absorbent paper. Too much residual wash buffer will cause false results.
- WARNING**
Improper washing will cause false results.
- 5.5. Test procedure**
- Assay process can be performed by an automatic EIA micro-plate immuno-analyzer. Please set up the program according to the following test procedure.
- 5.5.1. Bring all reagents and specimens to room temperature (+20 to +30°C) before assay. Adjust water bath or incubator to +37±1°C.
- 5.5.2. Prepare the needed number of wells, including two wells for blanks, three wells for Negative Control, two wells for Positive Control, and one well for each specimen.
Reserve 2 wells for Blanks. Add **100 µl** of Negative Control to each of three wells, **100 µl** of Positive Control to each of the two wells, and **100 µl** of Specimen Diluent to each of the other reaction wells for the test specimens.
- 5.5.3. Make 1 : 200 dilution of each specimen:
Prepare the tubes for dilution as number of specimens. Add 1.0 ml of Saline Solution and 5 µl of each specimen to each tube, respectively and shake to mix.
- 5.5.4. Add **5 µl of each diluted specimen** to each well containing Specimen Diluent, respectively.
- 5.5.5. Gently tap the plate.
- 5.5.6. Seal the plate with an adhesive slip.
- 5.5.7. Incubate the plate in incubator or water bath at +37 ± 1°C for **one hour**.
- 5.5.8. At the end of the incubation period, remove and discard the Adhesive Slip and wash plate in accordance with “5.4. **Plate washing procedure**”.
- 5.5.9. Add **50 µl** of Hepatitis A Virus Antigen Solution and **50 µl** of Anti-HAV·Peroxidase Conjugate Solution into each reaction well except the Blanks. Apply new adhesive slip.
- 5.5.10. Incubate the plate in incubator or water bath at +37 ± 1°C for **one hour**.
- 5.5.11. At the end of the incubation period, remove and discard the adhesive slip, wash the plate in accordance with “5.4. **Plate washing procedure**”.
- 5.5.12. Choose one of the following two methods for color development:
NOTE: Chromogenic TMB concentrate should be colorless to light blue, otherwise, it should be discarded. The mixture of Chromogenic TMB concentrate and Substrate buffer should be used within 30 minutes after mixing. The mixture should be avoided from intense light.
- A. Mix equal volumes of Chromogenic TMB concentrate and Substrate buffer in a clean container immediately prior to use. Add 100 µl of the mixture solution to each well including the two blank wells.

- 5.5.13 B. Add 50 µl of Chromogenic TMB concentrate first, then add 50 µl of Substrate buffer into each well including the two blanks. Mix well gently.
- 5.5.14 Cover the plate with black cover and incubate at room temperature for 30 minutes.
- 5.5.15 Stop the reaction by adding 100 µl of stop solution to each well including the blank. Determine the absorbance of controls and test specimens within 15 minutes with a photometer at 450 nm with a selected reference wavelength within 620 to 690 nm^{*8}.



Use the blank well to blank the photometer.

NOTE: The color of the blank should be colorless to light yellowish; otherwise, the test result is invalid. In this case the test must be repeated.

Substrate blank : absorbance value must be less than 0.100.

5.6.

5.6.1.

Calculation of Tested Results

Calculation of the NCx (Mean Absorbance of Negative Control).

Example:

Sample No.	Absorbance
1	0.080
2	0.085
3	0.079

$$NCx = (0.080 + 0.085 + 0.079) / 3 = 0.081$$

NCx must be ≤ 0.2, otherwise, the test is invalid.

5.6.2.

Calculation of PCx (Mean Absorbance of Positive Control)

Example:

Sample No.	Absorbance
1	1.223
2	1.205

$$PCx = (1.223 + 1.205) / 2 = 1.214$$

PCx must be ≥ 0.5, otherwise, the test is invalid.

5.6.3.

Calculation of **P-N Value**

$$P-N = PCx - NCx$$

Example:

$$P - N = 1.214 - 0.081 = 1.133$$

P - N Value must be ≥ 0.3, otherwise, the test is invalid.

5.6.4.

Calculation of the **Cutoff Value**

$$\text{Cutoff Value} = NCx + (PCx)/4$$

Example:

$$\text{Cutoff Value} = 0.081 + (1.214/4) = 0.385$$

5.6.5.

Calculation of the **Retest Range**

$$\text{Retest Range} = \text{Cutoff Value} \pm 10\%$$

Example: Cutoff Value = 0.385

$$\text{Retest Range} = (0.385 - 0.039) \text{ to } (0.385 + 0.039) = 0.346 \text{ to } 0.424$$

5.7.



Validity of Test Runs

5.7.1.

NCx must be ≤ 0.2, otherwise, the test is invalid.

5.7.2.

PCx must be ≥ 0.5, otherwise, the test is invalid.

5.7.3.

P-N Value must be ≥ 0.3, otherwise, the test is invalid.



NOTE: Negative Control: absorbance value must be less than or equal to 0.200 after subtracting the blank.

5.8.

Interpretation Results

5.8.1.

Specimens with absorbance values **LOWER** than the **Cutoff Value** are considered **non-reactive** for Anti-HAV IgM

5.8.2.

Specimen with absorbance value **GREATER** than or **EQUAL TO** the **Cutoff Value** is considered **reactive** for Anti-HAV IgM.

5.8.3.

If the data is within the **Retest Range**, the test must be repeated in duplicate and interpreted as above. If the retested absorbance still within the retest range, it is suggested to test follow-up-samples.

5.9. Troubleshooting

If the result cannot be reproduced, a preliminary troubleshooting should be performed by checking the possibilities listed below:

- 5.9.1. Improper washing procedure.
- 5.9.2. Contamination with positive specimens.
- 5.9.3. Wrong volume of sample, conjugate or substrates.
- 5.9.4. Contamination of well rim with conjugate.
- 5.9.5. Improper specimen such as hemolyzed serum or plasma, specimen containing precipitate and specimen not being mixed well before use.
- 5.9.6. Wrong incubation time or temperature.
- 5.9.7. Obstructed or partial obstructed washer aspirate/dispense head and needles.
- 5.9.8. Insufficient aspiration.

5.10. Limitations and Interferences

- 5.10.1. This reagent kit is to be used for un-pooled human serum or plasma samples only.
- 5.10.2. Non-repeatable reactive results may be obtained with any enzyme immunoassay kit, largely due to technical error either on the part of the operator or malfunction of apparatus used.
- 5.10.3. The reagent kit has not been validated for use with cadaveric samples.
- 5.10.4. Potential interfering substances: By addition tests the following results were obtained:
 - 1. The anticoagulants heparin, citrate and EDTA had no effect on the test result.
 - 2. Hemoglobin up to 8.0 mg/ml had no effect on the test result.
 - 3. Bilirubin up to 0.3 mg/ml had no effect on the test result.
 - 4. Triglyceride up to 5.0 mg/ml had no effect on the test result.
 - 5. A rheumatoid factor high positive specimen exhibited a false positive result.
 - 6. Pregnancy did not affect the test result.

5.11.

Performance Characteristics

5.11.1.

1. Specimens from hospitalized patients:

**Diagnostic Sensitivity
and Diagnostic
Specificity**

	DIAsource Anti-HAV IgM ELISA			
		NON-REACTIVE	REACTIVE	Total
Comparison assay	NON-REACTIVE	1378	0	1378
	REACTIVE	4	188	192
	total	1382	188	1570
Diagnostic sensitivity = $100\% \times 188/192 = 98\%$				
Diagnostic specificity = $100\% \times 1378/1378 = 100\%$				

2. Patients with acute hepatitis B:

	DIAsource Anti-HAV IgM ELISA			
		NON-REACTIVE	REACTIVE	Total
Comparison assay	NON-REACTIVE	51	0	51
	REACTIVE	0	0	0
	total	51	0	51
Conformity = 100%				

3. Hepatitis B patients in convalescent period:

	DIAsource Anti-HAV IgM ELISA			
		NON-REACTIVE	REACTIVE	Total
Comparison assay	NON-REACTIVE	28	0	28
	REACTIVE	0	0	0
	total	28	0	28
Conformity = 100%				

4. Chronic hepatitis B carriers:

	DIAsource Anti-HAV IgM ELISA			
		NON-REACTIVE	REACTIVE	Total
Comparison assay	NON-REACTIVE	107	0	107
	REACTIVE	0	0	0
	total	107	0	107
Conformity = 100%				

5. Auto-immune patients:

	DIAsource Anti-HAV IgM ELISA			
		NON-REACTIVE	REACTIVE	Total
Comparison assay	NON-REACTIVE	20	0	20
	REACTIVE	0	0	0
	total	20	0	20
Conformity = 100%				

6. Patients with acute hepatitis A:

DIAsource Anti-HAV IgM ELISA				
Comparison assay		NON-REACTIVE	REACTIVE	Total
	NON-REACTIVE	0	0	0
	REACTIVE	0	24	0
	total	0	24	24

Diagnostic sensitivity = 100%

Diagnostic specificity = 100%

7. Patients with other viral infections:

DIAsource Anti-HAV IgM ELISA				
Comparison assay		NON-REACTIVE	REACTIVE	Total
	NON-REACTIVE	35	0	35
	REACTIVE	0	0	0
	total	35	0	35


Diagnostic specificity/Conformity = 100%

5.11.2.

Analytical sensitivity ≤ 100 AU/ml

Analytical Sensitivity e.g. (Lot. No.: A49C32PT) Analytical sensitivity = 61.7 AU/ml

Conc. (AU/ml)	OD	Log (Conc.)	Log (OD)
200	1.256	2.30103	0.09898964
100	0.846	2	-0.07262964
50	0.385	1.69897	-0.41453927
25	0.250	1.39794001	-0.60205999
Cutoff	0.506	1.79003187	-0.29584948
Sensitivity (AU/ml)	61.7	-----	-----



Linear regression	
R	0.991195
R ²	0.982468
Adjusted R ²	0.973702
Standard error	0.051643
Number of observed value	4

5.11.3.

Precision

Intra-assay reproducibility: Intra-assay CV% < 15


Inter-assay reproducibility: Inter-assay CV% < 20

5.11.4.

Traceability

Concentration of Anti-HAV IgM Positive Control = 800±200 AU/ml

5.12. Flow chart of the test procedure



6. BIBLIOGRAPHY

1. Melnick JL. History and epidemiology of hepatitis A virus. J Infect Dis 1995;171(Suppl 1):2-8.
2. Koff RS. Hepatitis A. Lancet 1998;341:1643–49.
3. Lemon SM, Binn LN. Serum neutralizing antibody response to hepatitis A virus. J Infect Dis. 1983;148: 1033-1039.
4. Duermeyer W, Van der Veen J, Koster B. ELISA in Hepatitis A. Lancet. 1978; 1(8068):823-824.
5. Bower WA, Nainan OV, Han X, Margolis HS. Duration of viremia in hepatitis A virus infection. J Infect Dis. 2000;182:12-17.
6. Craig AS, Schaffner W. Prevention of hepatitis A with the hepatitis A vaccine N Engl J Med 2004; 350:476-481
7. The reference wavelength of spectrometer can be 620nm to 690nm. However, user should validate the photometer in combination with this kit before use.

NOTE :

- *8. The reference wavelength of spectrometer could be 620nm to 690nm. However, user should validate the spectrometer in combination with this kit before use.

Revision date : 2009-05-15

	<u>Used symbols</u>	<u>Symboles utilisés</u>
	Consult instructions for use	Consulter les instructions d'utilisation
	Storage temperature	Température de conservation
	Use by	Utiliser jusque
	Batch code	Numéro de lot
	Catalogue number	Référence de catalogue
	Control	Contrôle
	In vitro diagnostic medical device	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Manufacturer	Fabricant
	Contains sufficient for <n> tests	Contenu suffisant pour <n> tests
	Wash solution concentrated	Solution de lavage concentrée
	Zero calibrator	Calibrateur zéro
	Calibrator #	Calibrateur #
	Control #	Contrôle #
	Tracer	Traceur
	Tracer	Traceur
	Tracer concentrated	Traceur concentré
	Tracer concentrated	Traceur concentré
	Tubes	Tubes
	Incubation buffer	Tampon d'incubation
	Acetonitrile	Acétonitrile
	Serum	Sérum
	Specimen diluent	Diluant du spécimen
	Dilution buffer	Tampon de dilution
	Antiserum	Antisérum
	Immunoabsorbent	Immunoabsorbant
	Calibrator diluent	Diluant de calibrateur
	Reconstitution solution	Solution de reconstitution
	Polyethylene glycol	Glycol Polyéthylène
	Extraction solution	Solution d'extraction
	Elution solution	Solution d'élution
	Bond Elut Silica cartridges	Cartouches Bond Elut Silica
	Pre-treatment solution	Solution de pré-traitement
	Neutralization solution	Solution de neutralisation
	Tracer buffer	Tampon traceur
	Microtiterplate	Microplaque de titration
	HRP Conjugate	HRP Conjugué
	HRP Conjugate	HRP Conjugué
	HRP Conjugate concentrate	HRP Conjugué concentré
	HRP Conjugate concentrate	HRP Conjugué concentré
	Conjugate buffer	Tampon conjugué
	Chromogenic TMB concentrate	Chromogène TMB concentré
	Chromogenic TMB solution	Solution chromogène TMB
	Substrate buffer	Tampon substrat
	Stop solution	Solution d'arrêt
	Incubation serum	Sérum d'incubation
	Buffer	Tampon
	AP Conjugate	AP Conjugué
	Substrate PNPP	Tampon PNPP
	Biotin conjugate concentrate	Biotine conjugué concentré
	Avidine HRP concentrate	Avidine HRP concentré
	Assay buffer	Tampon de test
	Biotin conjugate	Biotine conjugué
	Specific Antibody	Anticorps spécifique
	Streptavidin HRP concentrate	Concentré streptavidine HRP
	Non-specific binding	Liant non spécifique
	2nd Antibody	Second anticorps
	Acidification Buffer	Tampon d'acidification

	<u>Gebruikte symbolen</u>	<u>Gebrauchte Symbolen</u>
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	Gebrauchsanweisung beachten
	Bewaartemperatuur	Lagern bei
	Houdbaar tot	Verwendbar bis
	Lotnummer	Chargenbezeichnung
	Catalogusnummer	Bestellnummer
	Controle	Kontrolle
	Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek	In Vitro Diagnostikum
	Fabrikant	Hersteller
	Inhoud voldoende voor <n> testen	Ausreichend für <n> Ansätze
	Wasoplossing, geconcentreerd	Waschlösung-Konzentrat
	Nulkalibrator	Null kalibrator
	Kalibrator #	Kalibrator #
	Controle #	Kontrolle #
	Tracer	Tracer
	Tracer	Tracer
	Tracer geconcentreerd	Tracer Konzentrat
	Tracer geconcentreerd	Tracer Konzentrat
	Buisjes	Röhrchen
	Incubatiebuffer	Inkubationspuffer
	Acetonitrile	Azetonitril
	Serum	Humanserum
	Specimen diluent	Probenverdünner
	Verdunningsbuffer	Verdünnungspuffer
	Antiserum	Antiserum
	Immunoabsorbent	Immunadsorbens
	Kalibratorverdunner	Kalibratorverdünnung
	Reconstitutieoplossing	Rekonstitutionslösung
	Polyethyleen glycol	Polyethylenglykol
	Extractieoplossing	Extraktionslösung
	Elutieoplossing	Eluierungslösung
	Bond Elut Silica kolom	Bond Elut Silikakartuschen
	Pre-behandelingsoplossing	Vorbehandlungslösung
	Neutralisatieoplossing	Neutralisierungslösung
	Tracerbuffer	Tracer-Puffer
	Microtiterplaat	Mikrotiterplatte
	HRP Conjugaat	HRP Konjugat
	HRP Conjugaat	HRP Konjugat
	HRP Conjugaat geconcentreerd	HRP Konjugat Konzentrat
	HRP Conjugaat geconcentreerd	HRP Konjugat Konzentrat
	Conjugaat buffer	Konjugatpuffer
	Chromogene TMB geconcentreerd	Chromogenes TMB Konzentrat
	Chromogene Oplossing TMB	Farblösung TMB
	Substraatbuffer	Substratpuffer
	Stopoplossing	Stopplösung
	Incubatieserum	Inkubationsserum
	Buffer	Puffer
	AP Conjugaat	AP Konjugat
	Substraat PNPP	Substraat PNPP
	Geconcentreerd Biotine conjugaat	Biotin-Konjugat-Konzentrat
	Geconcentreerd Avidine-HRP conjugaat	Avidin-HRP-Konzentrat
	Assay buffer	Assaypuffer
	Biotine conjugaat	Biotin-Konjugat
	Specifiek antilichaam	Spezifischer Antikörper
	Streptavidine-HRP concentraat	HRP Streptavidinkonzentrat
	Aspecifieke binding	Unspezifische Bindung
	2de antilichaam	Sekundärer Antikörper
	Verzuringbuffer	Ansäuerungspuffer

	<u>Simboli utilizzati</u>	<u>Símbolos utilizados</u>
	Consultare le istruzioni per l'uso	Consultar las instrucciones de uso
	Limitazioni di temperatura	Limitación de temperatura
	Utilizzare entro	Fecha de caducidad
	Numero di lotto	Código de lote
	Numero di catalogo	Número de catálogo
	Controllo	Control
	Dispositivo medico-diagnostico in vitro	Producto sanitario para diagnóstico in vitro
	Fabbricante	Fabricante
	Contenuto sufficiente per <n> saggi	Contenido suficiente para <n> ensayos
	Tampone di lavaggio concentrato	Solución de lavado concentrada
	Calibratore zero	Calibrador cero
	Standard #	Calibrador #
	Controllo #	Control #
	Marcato	Trazador
	Marcato	Trazador
	Marcato concentrato	Trazador concentrada
	Marcato concentrato	Trazador concentrada
	Provette	Tubos
	Tampone incubazione	Tampón de incubación
	Acetonitrile	Acetonitrilo
	Siero	Suero
	Diluente campione	Diluyente de Muestra
	Tampone diluizione	Tampón de dilución
	Antisiero	Antisuero
	Immunoassorbente	Inmunoadsorbente
	Diluente calibratore	Diluyente de calibrador
	Soluzione di ricostituzione	Solución de Reconstitución
	Polietilenglicole	Glicol Polietileno
	Soluzione di estrazione	Solución de extracción
	Soluzione di eluizione	Solución de elución
	Cartucce di silice bond elut	Cartuchos Bond Elut Silica
	Soluzione di pretrattamento	Solución de Pre-tratamiento
	Soluzione di neutralizzazione	Solución de Neutralización
	Tracer Buffer	Tampón de trazador
	Piastra di microtitolazione	Placa de microvaloración
	HRP Coniugato	HRP Conjugado
	HRP Coniugato	HRP Conjugado
	HRP Coniugato concentrato	HRP Conjugado concentrada
	HRP Coniugato concentrato	HRP Conjugado concentrada
	Buffer coniugato	Tampón de Conjugado
	Cromogena TMB concentrato	Cromógena TMB concentrada
	Soluzione cromogena TMB	Solución Cromógena TMB
	Tampone substrato	Tampón de sustrato
	Soluzione di arresto	Solución de Parada
	Incubazione con siero	Suero de Incubación
	Buffer	Tampón
	AP Coniugato	AP Conjugado
	Substrato PNPP	Sustrato PNPP
	Concentrato coniugato con biotina	Concentrado de conjugado de biotina
	Concentrato avidina HRP	Concentrado avidina-HRP
	Soluzione tampone per test	Tampón de ensayo
	Coniugato con biotina	Conjugado de biotina
	Anticorpo Specifico	Anticuerpo específico
	Streptavidina-HRP concentrata	Estreptavidina-HRP Concentrado
	Legame non-specifico	Unión no específica
	2° Anticorpo	Segundo anticuerpo
	Tampone Acidificante	Tampón de Acidificación

	<u>Símbolos utilizados</u>	<u>Använda symboler</u>
	Consulte instruções de utilização	Läs instruktionerna före användning
	Temperatura de conservação	Förvaringstemperatur
	Utilizar antes de	Används av
	Código de lote	Lotnummer
	Número de catálogo	Katalognummer
	Controlo	Kontroll
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro	In vitro diagnostiskt kit
	Fabricante	Tillverkare
	Conteúdo suficiente para <n> testes	Innehållet räcker till <n> prover
	Solução de lavagem concentrada	Tvättlösning, koncentrerad
	Calibrador zero	Nollkalibrerare
	Calibrador #	Kalibrator #
	Controlo #	Kontroll #
	Marcador	Radioisotop, antigen
	Marcador	Radioisotop, antikropp
	Marcador concentrada	Radioisotop, antigen koncentrerad
	Marcador concentrada	Radioisotop, antikropp koncentrerad
	Tubos	Rör
	Tampão de incubação	Inkuberingsbuffert
	Acetonitrilo	Acetonitril
	Soro	Serum
	Diluidor de espécimes	Spädningsbuffert för prover
	Tampão de diluição	Spädningsbuffert
	Anti-soro	Antiserum
	Imunoadsorvente	Immunoadsorberare
	Diluyente do calibrador	Kalibratordiluent
	Solução de Reconstituição	Rekonstitutionslösning
	Polietileno-glicol	Polyetylglykol
	Solução de Extração	Extraktionslösning
	Solução de Eluição	Elueringslösning
	Cartuchos de sílica Bond Elut	Silikonpatroner för elueringsbindning
	Solução de pré-tratamento	Förbehandlingslösning
	Solução de neutralização	Neutraliseringslösning
	Tampão Marcador	Tracerbuffert
	Placa de micro titulação	Microtiterplatta
	HRP Conjugação	HRP-konjugat
	HRP Conjugação	HRP-konjugat
	HRP Conjugação concentrada	HRP-konjugat-koncentrat
	HRP Conjugação concentrada	HRP-konjugat-koncentrat
	Conjuge o tampão	Konjugatbuffert
	Cromogénica TMB concentrada	Kromogeniskt TMB-koncentrat
	Solução Cromogénica TMB	Kromogenisk TMB-lösning
	Tampão de substrato	Substratbuffert
	Solução de Paragem	Stoplösning
	Soro de incubação	Inkubationsserum
	Tampão	Buffert
	AP Conjugação	AP-konjugat
	Substrato PNPP	Substrat-PNPP
	Concentrado conjugado de biotina	Biotinkonjugat koncentrat
	Concentrado HRP de avidina	Avidin HRP-koncentrat
	Tampão de ensaio	Provbuffert
	Conjugado de biotina	Biotinkonjugat
	Anticorpo específico	-
	Estreptavidina HRP concentrado	-
	Ligações não específicas	-
	Anticorpo secundário	-
	Tampão de acidificação	-

	<u>Επεξήγηση συμβόλων</u>	<u>Anvendte symboler</u>
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	Læs brugsvejledningen
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	Opbevaringstemperatur
	Ημερομηνία λήξης	Anvend inden
	Αριθμός παρτίδας	Batchkode
	Αριθμός καταλόγου	Katalognummer
	Πρότυπο ελέγχου	Kontrol
	In Vitro Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Medicinsk udstyr til in vitro-diagnosticering
	Κατασκευαστής	Fabrikant
	Περιεχόμενο επαρκές για «n» εξετάσεις	Indeholder nok til <n> test
	Συμπυκνωμένο διάλυμα έκπλυσης	Koncentreret vaskeopløsning
	Μηδενικός βαθμονομητής	Nul-kalibrator
	Βαθμονομητής #	Kalibrator nr.
	Ορός ελέγχου #	Kontrol nr.
	Ιχνηθέτης	Markør
	Ιχνηθέτης	Markør
	Χρωμογόνος Ιχνηθέτης	Koncentreret markør
	Χρωμογόνος Ιχνηθέτης	Koncentreret markør
	Σοληνάρια	Tuber
	Ρυθμιστικό διάλυμα επώασης	Inkubationsbuffer
	Ακετονιτρίλιο	Acetonitril
	Ορός	Serum
	Διάλυμα αραίωσης δειγμάτων	Prøvediluent
	Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης	Fortyndingsbuffer
	Αντιορός	Antiserum
	Ανοσοπροσροφητικό	Immonoadsorbent
	Αραιωτικό βαθμονομητών	Kalibratordiluent
	Διάλυμα ανασύστασης	Rekonstitueringsopløsning
	Πολυαιθυλενογλυκόλη	Polyetylenglykol
	Διάλυμα εκχύλισης	Ekstraktionsopløsning
	Διάλυμα έκλουσης	Elueringsopløsning
	Φύσιγγες πυριτίου Bond Elut	Patroner med bindingselueringssilica
	Διάλυμα προεπεξεργασίας	Forbehandlingsopløsning
	Διάλυμα εξουδετέρωσης	Neutraliseringsopløsning
	Ρυθμιστικό διάλυμα	Markørbuffer
	Πλάκα μικροτιτλοδότησης	Mikrotiterplade
	HRP Σύζευγμα	HRP-konjugat
	HRP Σύζευγμα	HRP-konjugat
	Χρωμογόνος HRP Σύζευγμα	HRP-konjugat-koncentreret
	Χρωμογόνος HRP Σύζευγμα	HRP-konjugat-koncentreret
	Ρυθμιστικό διάλυμα συζεύγματος	Konjugatbuffer
	Χρωμογόνος TMB	Kromogen TMB-koncentreret
	Διάλυμα χρωμογόνου TMB	Kromogen TMB-opløsning
	Ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος	Substratbuffer
	Ανασχετικό αντιδραστήριο	Stopopløsning
	Ορός επώασης	Inkubationsserum
	Ρυθμιστικό διάλυμα	Buffer
	AP Σύζευγμα	AP-konjugat
	PNPP υποστρώματος	Substrat PNPP
	Συμπυκνωμένο αντιδραστήριο συζευγμένο με βιοτίνη	Biotin konjugat koncentrat
	Συμπυκνωμένο διάλυμα αβιδίνης-HRP	Avidin HRP koncentrat
	Ρυθμιστικό διάλυμα προσδιορισμού	Prøvebuffer
	αντιδραστήριο συζευγμένο με βιοτίνη	Biotin konjugat
	Ειδικό Αντίσωμα	-
	Συμπυκνωμένη στρεπταβιδίνη συνεξευγμένη με HRP	-
	μη-ειδική δέσμευση	-
	2ο Αντίσωμα	-
	Ρυθμιστικό Διάλυμα όξινο	-

	<u>Stosowane symbole</u>	<u>Használt szimbólumok</u>
	Przed zastosowaniem zapoznać się z instrukcją	Olvassa el a használati útmutatót
	Temperatura przechowywania	Tárolási hőmérséklet
	Zużyć przed	Lejáratí idő
	Kod serii	Gyártási kód
	Numer katalogowy	Katalógus szám
	Kontrola	Kontrol
	Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro	In vitro diagnosztikai eszköz
	Producent	Gyártó
	Zawartość wystarczająca do <n> testów	Tartalma <n> teszt elvégzésére elegendő
	Roztwór płuczący stężony	Mosó folyadék koncentrátum
	Kalibrator zerowy	Zero kalibrátor
	Kalibrator nr	Kalibrátor #
	Kontrola nr	Kontrol #
	Znacznik izotopowy	Nyomjelző izotóp
	Znacznik izotopowy	Nyomjelző izotóp
	Znacznik izotopowy stężony	Nyomjelző izotóp koncentrátum
	Znacznik izotopowy stężony	Nyomjelző izotóp koncentrátum
	Probówki	Csővek
	Wymagana inkubacja buforu	Inkubáló puffer
	Acetonitryl	Acetonitril
	Surowica	Szérum
	Rozcieńczalnik próbki	Mintahígító
	Bufor do rozcieńczania	Hígító puffer
	Antysurowica	Antiszérum
	Immunoabsorbent	Immunszorbens
	Rozcieńczalnik kalibratora	Kalibrátor hígító
	Roztwór do rozcieńczania	Mintaelőkészítő oldat
	Glikol poli(oksy)etylenowy	Polietilén glikol
	Roztwór ekstrakcyjny	Extrakciós oldat
	Roztwór elucyjny	Eluáló oldat
	Kolumny krzemionkowe Bond Elut	Bond Elut Silica szilikagél patronok
	Roztwór do przygotowania wstępnego	Előkezelő oldat
	Roztwór neutralizujący	Semlegesítő oldat
	Bufor znacznika	Nyomjelző izotóp hígító puffer
	mikro płytki	Mikrotiter lemez
	Koniugat peroksydazy chrzanowej	HRP konjugátum
	Koniugat peroksydazy chrzanowej	HRP konjugátum
	Koncentrat koniugatu peroksydazy chrzanowej	HRP konjugátum koncentrátum
	Koncentrat koniugatu peroksydazy chrzanowej	HRP konjugátum koncentrátum
	Bufor do koniugacji	Konjugátum puffer
	Koncentrat chromogenu TMB (czterometylobenzodyny)	Kromogén TMB koncentrátum
	Roztwór chromogenu TMB (czterometylobenzodyny)	Kromogén TMB oldat
	Bufor substratu	Szubsztrát puffer
	Roztwór zatrzymujący reakcję	Stop oldat
	Wymagana inkubacja surowicy	Inkubációs szérum
	Bufor	Puffer
	Koniugat AP (fosfatazy alkalicznej)	AP konjugátum
	p-nitrofenylofosforan substratowy	Szubsztrát PNPP
	Koncentrat koniugatu biotyny	Biotin konjugátum koncentrátum
	Koncentrat peroksydazy chrzanowej z awidyną	Avidin HRP koncentrátum
	Bufor do oznaczania	Vizsgálati puffer
	Koniugatu biotyny	Biotin konjugátum
	Przeciwciało swoiste	Specifikus ellenanyag
	Koncentrat streptawidyny HRP	Sztreptawidin HRP koncentrátum
	Wiązanie nieswoiste	Nem-specifikus kötődés
	Drugie przeciwciało	Másodlagos ellenanyag
	Bufor zakwaszający	Savas puffer

	<u>Използвани символи</u>
	Вижте инструкцията за работа
	Температура на съхранение
	Използвайте с
LOT	Партиден код
REF	Каталожен номер
CONTROL	Контрол
IVD	Ин витро диагностично медицинско изделие
	Производител
	Съдържание достатъчно за <n> теста
WASH SOLN CONC	Концентриран измиващ разтвор
CAL 0	Нулев калибратор
CAL N	Калибратор #
CONTROL N	Контрол #
Ag 125I	Трейсър
Ab 125I	Трейсър
Ag 125I CONC	Концентриран маркер
Ab 125I CONC	Концентриран маркер
	Епруветки
INC BUF	Инкубационен буфер
ACETONITRILE	Ацетонитрил
SERUM	Серум
DIL SPE	Разредител за пробите
DIL BUF	Буфер за разреждане
ANTISERUM	Антисерум
IMMUNOABSORBENT	Имуноабсорбент
DIL CAL	Разредител за калибратора
REC SOLN	Пресъздаващ разтвор
PEG	Полиетилен гликол
EXTR SOLN	Екстрактов разтвор
ELU SOLN	Разтвор за елюиране
GEL	Силикагелни пълнители
PRE SOLN	Пред-лечебен разтвор
NEUTR SOLN	Неутрализиращ ратвор
TRACEUR BUF	Маркерен буфер
UL	Микротитърна пластина
Ab HRP	HRP конюгат / Конюгат на хрянова пероксидаза
Ag HRP	HRP конюгат / Конюгат на хрянова пероксидаза
Ab HRP CONC	HRP конюгиран концентрат
Ag HRP CONC	HRP конюгиран концентрат
CONJ BUF	Буфер за конюгата
CHROM TMB CONC	Хромогенен TMB концентрат
CHROM TMB	Хромогенен TMB разтвор
SUB BUF	Субстратен буфер
STOP SOLN	Стоп разтвор
INC SER	Инкубационен серум
BUF	Буфер
Ab AP	AP конюгат / конюгат на алкална фосфатаза
SUB PNPP	Субстрат PNPP / пара нитрофенил фосфат
BIOT CONJ CONC	Биотин конюгиран концентрат
AVID HRP CONC	Авидин HRP концентрат
ASS BUF	Буфер за пробите
Ab BIOT	Биотин конюгат
Ab	специфично антитяло
SAV HRP CONC	стрептавидин HRP концентрат
NSB	не специфично свързване
2nd Ab	второ антитяло
ACID BUF	киселинизиращ буфер