

FDG 合成試薬キット

GE TRACER lab MX ¹⁸F Synthesizer, Reagents kit

Pharmaceutical grade.....K-100TM (40mgTATM) / K-105TM (25mg TATMM)

Chemical grade.....K-150TM (40mgTAT) / K-155TM (25mg TATM)



キットには以下の試薬が含まれております。保管をする場合、Reagent 1.1.3 Mannose triflate はマイナス20度、その他については20度±5度で光を避けて保管してください。

1.Reagent 1.1.1	Eluent Solution	600 ±20 μ l は次のものを含む混合溶液 *医薬用外劇物
	22.0 ±1.0mg	Kryptofix 2.2.2
	7.0 ±0.5mg	K ₂ CO ₃
	300 ±10 μ l	Acetonitril
	300 ±10 μ l	Pure water
2. Reagent 1.1.2	Acetonitril	7.0 ±0.2ml *医薬用外劇物
3. Reagent 1.1.3	Mannose	triflate 40mg ±2mg / 25mg ±2mg
4. Reagent 1.1.4	Ethanol	5.0 ±0.2ml
5. Reagent 1.1.5	NaOH solution	1.0ml *医薬用外劇物
6. Reagent 1.1.6	Buffer solution	6.0ml は次のものを含む混合溶液
	25.2 ±0.1mg	Di-sodium hydrogen citrate-1.5-hydrate, extra pure
	144.1 ±0.5mg	Tri-sodium citrate-2-hydrate, extra pure
	5.0 ±0.1ml	Pure water
	1.0 ±0.05ml	HCl 2±0.02N
7. Reagent 1.1.7	Water	250 ±0.2ml

(注) 製品は**研究用試薬**〈試験、研究用のみ用いる化学品〉として販売をしております。医薬品、化粧品、食品添加物、家庭用化学品等の用途には使用できませんのでご注意ください。

SCETI

セティ株式会社 第一営業部 PET

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 3-6-7DF 霞ヶ関プレイス

Tel: 03-5510-2347 Fax: 03-5510-0133

Email: isao.hirose@sceti.co.jp URL: www.sceti.co.jp/export/