

マイクロCOモニター及びマイクロCOチェック
定期キャリブレーション・修理依頼書

年 月 日

注意 ●全ての項目を確認・チェック・記入後、修理品に添付の上送付して下さい。

●キャリブレーション・修理依頼品の発送先とお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。

①ご依頼品	②シリアルNo.	③前回キャリブレーション年月日 (本体の後ろに貼付されているラベルを ご参照下さい)	④ご購入後又は前回キャリブレーションが1年未満の修理のご依頼	⑤医療機関名
☐ マイクロCOモニター ☐ マイクロCOチェック		年 月 日	☐ 該当します ☐ 該当しません	
⑥ご依頼内容		<< セティ(株)からのお知らせ >> 主な修理内容金額(消費税抜き)は下記の通りです。 但し詳細は各代理店へご確認下さい。		⑦同梱の付属品チェック
☐ リチウム電池交換及び定期キャリブレーション ☐ 異常箇所 (該当する事項に○印をお願いします)		a リチウム電池交換及び定期キャリブレーション 約 ¥8,000~10,000.- b プラグ交換 ¥20,000.- c センサー交換 ¥35,000.- - センサーは2~5年毎に交換してください。 d その他 (a~c以外の修理が発生した場合は、別途ご連絡申し上げます)		☐ 調整用器具 ☐ キャリブレーションコネクター ☐ キャリングケース (製品保護の為、依頼品送付時には必ず使用) ☐ サンプルコネクター ☐ ストラップ ☐ 9V乾電池
☐ その他 ↓その他の場合、できるだけ具体的な症状を記入して下さい。箇条書きでも可。				

<依頼元・返送先・請求先>

〒 :
御住所 :
貴社名 :
部署 :
ご担当者 :
Tel :
Fax :

<お問い合わせ先>

セティ株式会社 医療機器課
Tel: 03-5510-2653
Fax: 03-5510-0133
E-mail: mediequi@sceti.co.jp

<キャリブレーション及び

修理依頼品の発送先>

〒285-0802
千葉県佐倉市大作1-8-5
セティ・メディカルラボ(株) 医療機器修理課
Tel: 043-498-2031